

FICHA TÉCNICA

ELECTRODO ADULTO

REF. 9131

CÓD: 252301810026

DESCRIPCIÓN

Los electrodos de energía reducida para desfibrilación pediátrica de Cardiac Science están previstos para uso con los siguientes desfibriladores automáticos externos(DEA) de Cardiac Science: Powerheart DEA serie 9200, Powerheart DEA serie G3 9300 y FirstSave DEA serie 9300 DEA 3G PLUS 9390A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficie mínima combinada 228 cm2.
- Longitud del cable estirado 1.3 m.
- Suministrados auto-comprobantes, preconectados al DEA Tipo Electrodos desfibriladores para adulto, pre-tratados con gel, autoadhesivos, desechables, sin polaridad. (los electrodos idénticos se pueden colocar en cualquier posición).
- Para retirar los electrodos, desprenda el electrodo suavemente de la piel del paciente, comenzando por una orilla. Elimine los electrodos usados.

ADVERTENCIA

- Observaciones: No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el equipo y persona.
- Antes de utilizar el producto, asegúrese de leer la guía incorporada en el equipo para las labores pretendidas.
- Estos electrodos están diseñados para su uso a corto plazo (<8 horas).



EMPAQUE

• Unidad

APROBACIONES

FDA DEA Powerheart G3 Plus Automático con Directivas y protocolos 2005 de AHA/ERC